

KIT DE PIGMENTOS PARA RESTAURACIONES COSMOS

Incluye: Capacitación virtual de 3 horas y 24 meses de garantía

Componentes Incluidos

7 jeringas de 2.5 g

Uso

Restauraciones dentales impresas

Almacenamiento

Entre 2°C y 28°C

Tipo de Pigmento

Fotopolimerizable

Recomendación de Potencia UV 36W para fotopolimerización

Comprar por Whatsapp

Especificaciones Técnicas

Componentes Incluidos
7 jeringas de 2.5 g

Uso
Restauraciones denta...

Almacenamiento
Entre 2°C y 28°C

Tipo de Pigmento
Fotopolimerizable

Recomendación de Pote...
36W para fotopolimer...